

# KESİN KM serisi Buharlı Sterilizatör



Tek kelimeyle iyi ürünler

## KM serisi – Güvenilir çözümler

Enfeksiyon kontrolü alanında önde gelen çözüm sağlayıcısı olan KESIN, KM serisini sunmaktan gurur duyar.

KESIN marka KM serisi ürünlerimiz işlevselliği temel olarak daha uygun fiyatlarla sunar. KESİN ürünleri kendi tesislerimizde uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir.

Müşterilerimize olan uzun vadeli bağlılığımız ve küresel, güvenilir satış ve servis ağımızın tam desteği, KESİN KM serisini güvenilir bir seçim haline getirmektedir.



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016



93/42/EEC

**SZUTEST**

PED  
Certificate

**HYGI  
CEN**<sup>®</sup>  
Centrum für Hygiene  
und medizinische Produktsicherheit

## KESİN KM serisi – Güvenilir Buharlı Sterilizatörler



KESIN KM serisi, paranızın karşılığını en üst düzeyde alacağınız şekilde tasarlanmış sterilizatörleri sunar.

### **Güvenilir**

KESIN KM serisi, buhar sterilizatörleri için ilgili standartlara göre geliştirilmiş, test edilmiş ve üretilmiştir ve kanıtlanmış işlevsellik ve sağlam bir tasarım sunar.design.

### **Yüksek Kapasite**

KESIN KM serisi sterilizatörler, bu pazar segmentindeki diğer buharlı sterilizatörlere göre daha hızlı işlem süreleri ve daha yüksek verim ile size yüksek yükleme kapasitesi sunar.

### **Kullanımı Kolay**

KESIN KM serisi buhar sterilizatörlerinin kullanımı ve bakımı kolaydır. Kullanıcı dostu yazılım tasarımı, 7" veya 10" (isteğe bağlı) renkli dokunmatik ekranlı HMI'ya sahip PLC otomasyon sistemini içerir.


## Kolay kullanım ve uygun maliyet

**KESIN KM serisi buhar sterilizatörleri** hızlı ve çok yönlüdür. Kalite, verimlilik ve kullanıcı dostu olma konusunda yüksek talepleri karşılar. Yüksek çalışma güvenilirliği ve kolay bakım sunarken kapasiteyi maliyet verimliliğiyle birleştirirler.



### Yeni nesil dokunmatik ekranlar

KESIN KM serisi, yüksek çözünürlüklü, kullanıcı dostu, yeni nesil dokunmatik ekranlara sahiptir. Ekranlar, kontrol alanındaki tüm açılardan net bir genel bakışla optimum ergonomi sunar. Kullanıcı arayüzü ve menü sezgiseldir. Metinler son derece belirgindir ve grafikler canlıdır.



### 316 L paslanmaz çelik

Aside dayanıklı paslanmaz çelik hazneler ve buhar ceketleri, uzun ve sorunsuz çalışmayı garanti etmek için korozyona dayanıklı alüminyumla kaplanmıştır. Uygun borular da dahil olmak üzere, CFC içermeyen izolasyon kullanılmıştır. .



### Standart konfigürasyon

Hızlı dikey kayar kapılar yerden tasarruf sağlarken, eller serbest kullanım rahatlığı sunar. KESIN KM serisi, dahili hava kompresörü, elektrikli buhar jeneratörü ve tekerleklerle donatılmıştır. Kurulumu ve taşınma kolaylığı onu çok yönlü kılar.





### **Kolay Servis Erişimi**

Bakım için standart olarak tüm bileşenlere her iki taraftan kolayca erişilebilir (yalnızca isteğe bağlı olarak sağ veya sol taraftan erişim).

### **Kısa işlem süresi**

The KESIN KM serisindeki sterilizasyon döngüsü, kısa işlem süresi için optimize edilmiştir ve aşağıdaki standarda uygundur:

**Avrupa Norm EN285**

### **Temiz Buhar**

Entegre buhar jeneratörleri, buhar jeneratörüne arıtılmış su sağlanması koşuluyla, düşük buhar kalitesinden kaynaklanan kirlenme sorunlarını önler. Daha iyi su kalitesi, daha iyi buhar.



## Çok yönlü yükleme seçenekleri

KESIN KM serisi tek kapılı buhar sterilizatör ünitesi, sabit yükseklikte bir yükleme arabası ve bir raf rafıyla birlikte sunulur. Çift Kapılı üniteler, iki adet sabit yükseklikte yükleme arabası ve bir rafla birlikte sunulur. Yükleme arabaları, sepetlerin veya ürünlerin doğrudan yerleştirilmesi için kullanılabilir ve bir emniyet kilitleme cihazıyla donatılmıştır. Standartlaştırılmış sepet ve konteyner sistemlerine uyarlanmıştır.

KESIN KM serisi otoklavlar, sepetler ve kaplar için eksiksiz, verimli, ekonomik, tarımsal taşıma sistemleri sunar. Sistemler ayrı ayrı veya kombinasyon halinde kullanılabilir. Her iki sistemde de manuel yükleme ve boşaltma mevcuttur. Bu, sisteminizin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebileceği anlamına gelir.



Tel sepetlerin manuel olarak yüklenmesi/boşaltılması



Rafın manuel olarak yüklenmesi/boşaltılması



Bir yükleme platformu ve yükleme arabası üzerindeki yükleme modülünü kullanarak konteynerlerin veya çeşitli paketlerin manuel olarak yüklenmesi. Ayrıca kapları işlemek için isteğe bağlı yükleme modüllerini kullanma.



Rafa tel sepetler veya başka ürünler de yerleştirilebilir.



Yükleme tarafı



Boşaltma tarafı (çift kapılı versiyon)

| MODEL    | KAPI(LAR) | HACİM<br>(litre) | KABİN<br>ExBxD (mm) | DIŞ ÖLÇÜLER<br>ExBxD (mm) | 300x300x600 mm                | 600x400x200 (mm)              |
|----------|-----------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|          |           |                  |                     |                           | KONTEYNER<br>KAPASİTESİ (STU) | KONTEYNER<br>KAPASİTESİ (ISO) |
| KESIN-K  | Tek Kapı  | 122              | 350x670x1000        | 780x1210x1950             | 2                             | 1                             |
| KESIN-K  | Tek Kapı  | 250              | 500x500x1000        | 900x1800x1600             | 1                             | 1                             |
| KESIN-K  | Tek Kapı  | 422              | 670x670x943         | 1050x1950x1600            | 6                             | 4                             |
| KESIN-K  | Tek Kapı  | 560              | 670x670x1245        | 1050x1950x1800            | 8                             | 6                             |
| KESIN-K  | Tek Kapı  | 650              | 670x670x1496        | 1050x1950x2000            | 8                             | 6                             |
| KESIN-K  | Tek Kapı  | 750              | 670x670x1655        | 1050x1950x2250            | 10                            | 8                             |
| KESIN-K  | Tek Kapı  | 850              | 670x670x1842        | 1050x1950x2400            | 12                            | 8                             |
| KESIN-CK | Çift Kapı | 122              | 350x670x1000        | 825x1210x1950             | 2                             | 1                             |
| KESIN-CK | Çift Kapı | 250              | 500x500x1000        | 1090x1800x1500            | 1                             | 1                             |
| KESIN-CK | Çift Kapı | 422              | 670x670x943         | 1130x1950x1440            | 6                             | 4                             |
| KESIN-CK | Çift Kapı | 560              | 670x670x1245        | 1130x1950x1745            | 8                             | 6                             |
| KESIN-CK | Çift Kapı | 650              | 670x670x1496        | 1130x1950x2000            | 8                             | 6                             |
| KESIN-CK | Çift Kapı | 750              | 670x670x1655        | 1130x1950x2160            | 10                            | 6                             |
| KESIN-CK | Çift Kapı | 850              | 670x670x1842        | 1130x1950x2345            | 12                            | 8                             |

\* Sepet ebatı(SPRI/ISO): 395x195x585 / 400x200x600 mm (ExBxD)

\*\* STU ölçüsü: 300x300x600 mm (ExBxD)



**KESİN** , uluslararası standartlara uygun yıkayıcı dezenfektörlere ve sterilizatörlere değer katar. Servis ađımız, günlük operasyonlarınız için güvenilir destek sađlar.

[www.kesinmedikal.com](http://www.kesinmedikal.com)

Tüm hakları saklıdır. Satışa sunulan ürünler, sonradan yapılan üretim deđişiklikleri ve/veya isteđe bađlı yapılandırmalar nedeniyle bu broşürde açıklanan veya gösterilenlerden farklı olabilir. Ürünler ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunularak deđiştirilebilir. Güncel bilgiler için lütfen KESİN'e danışınız.



Yasal Üretici

KESİN MEDİKAL TIBBİHAZLAR SAN. Tİ. LTD. ŞTİ.

İvedik O.S.B. Gülyüz Sanayi Sitesi 1345. Sok. No:63,  
06370 Yenimahalle Ankara Türkiye 06374

Tel: + 90 0 (312) 395-6717

Fax: + 90 (312) 395-5887

[kesinmedikal@gmail.com](mailto:kesinmedikal@gmail.com)

[www.kesinmedikal.com](http://www.kesinmedikal.com)